

Optiben

IRRITACIÓN OCULAR

Solución oftálmica para lubricar y humectar la superficie ocular y aliviar la sensación de ojo seco e irritaciones.

► Uso previsto:

Alivia la sensación de sequedad e irritaciones oculares leves, causada por las condiciones ambientales (aire acondicionado/calefacción, contaminación, exposición prolongada a la luz solar, piscinas, agua salada, polvo, viento, tabaco), la fatiga, el uso prolongado de dispositivos digitales o el uso de lentes de contacto.

Contiene Hipromelosa (HPMC), agente viscosizante y humectante que lubrica el ojo y las lentes de contacto, mejora las molestias oculares como escozor o sensación de cuerpo extraño.

Apto para ser usado con lentes de contacto.

La camomila y la eufrasia, que contienen alta concentración en bioflavonoides, han sido empleadas tradicionalmente en preparados oculares.

Sin conservantes.

► Modo de empleo:

Lave y seque sus manos antes del uso.

Compruebe que la ampolla esté intacta para asegurar su esterilidad.

Gire la parte superior de la ampolla para abrirla.

Use inmediatamente tras la apertura.

Vierta dos gotas en cada ojo teniendo cuidado de no tocar el ojo con la ampolla.

Usos con lentes de contacto: Instilar una o dos gotas antes de la inserción, durante el porte o antes de retirar las lentes.

Desechar la ampolla después del uso.

No reutilizar.



► **Precauciones:**

No usar si la ampolla está dañada.

No reutilizar una ampolla abierta para evitar infecciones oculares.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Conservar a temperatura ambiente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes.

En caso de reacción adversa, consultar con un especialista.

► **Composición:**

Solución isotónica estéril con Euphrasia Officialis, Camomila, Methocel E4M premium (HPMC) 0,3%, Edetato disódico 0,05%.

Fecha de la última revisión: 2019/06



Avizor, S.A.
C/ La Cañada, 17
28850 Torrejón de Ardoz
ESPAÑA

► **Distribuido por:**

Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10 P.I. Areta
31620 Huarte (Navarra)
ESPAÑA

300430



0318

